

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

ZAKŁAD NEUROCHEMII I NEUROPATOLOGII

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo u:
mgr Krystyna Osztynowicz, dr hab. n.med. Sławomir Michalak - tel.: (61) 869 14 43.

Przygotowanie do WSZYSTKICH badań wykonywanych w Zakładzie Neurochemii i Neuropatologii :

1. Do pobrania krwi należy zgłosić się na czczo
2. Materiał badany stanowi surowica
3. Jeśli krew pobierana jest w innym ośrodku należy dochować następujących warunków:
 - pobranie „na skrzep”
 - wirowanie w standardowych warunkach umożliwiających uzyskanie surowicy
 - surowice powinny być przechowywane w temperaturze +2°C do +8°C do 3 dni lub w temperaturze -20°C i w postaci zamrożonej dostarczone do laboratorium w warunkach zapewniających stałą temperaturę (wkład lodowy)

Objętość surowicy niezbędna do wykonania poszczególnych badań wynosi:

1. Przeciwciała onkoneuronalne:
 - immunofluorescencja fluorescencja = 0,5 ml
 - Line blot = 0,5 ml
2. Przeciwciała anty-AQP4 = 0,5 ml
3. Przeciwciała anty- gangliozydy
 - w klasie IgG = 0,5 ml
 - w klasie IgM = 0,5 ml
4. Przeciwciała anty-SOX, anty-tytyna = 0,5 ml

Deklarowane standardy jakości usług

Lp	Rodzaj badania	Deklaracja
1	Przeciwciała onkoneuronalne (IF + LB)	3 tygodnie
2	Przeciwciała anty-AQ4	3 tygodnie
3	Przeciwciała p/w gangliozydom – klasa IgM i IgG	1 tydzień
4	Przeciwciała anty-SOX, anty-tytyna	1 tydzień

